



シャフト切断鉗子・固定用鉗子 チタン鑷子・マイクロ剪刀

TTP-VARIAC® SYSTEM ACCESSORIES



実用的なトレイに入った鋼製小物セット

TTP-VARIACは、組み立ての手順を正しく実行するために、TTP-VARIAC鋼製小物を使用してください。

チタン鑷子

KURZチタン鑷子は、プロセスを扱うために使用されます。

マイクロ剪刀

実用的なACサイザーディスクに付属するTTP-VARIACサイザーは、プロセスの適切な長さを決定するために使用します。マイクロ剪刀を使用することで、サイザーをきれいに取り外すことができ、長さ決定に最適なハンドリングを実現します。

固定用鉗子

長さ調整可能なTTP-VARIACのヘッドプレートは、チタン製の固定用鉗子を使用してステムにしっかりと固定する必要があります。この鉗子は、ヘッドプレートに対応するステムに正確に固定するために特別に設計されたものです。この工程では、特別に開発された器具を使用することが必須です。

シャフト切断鉗子

最後のステップでは、シャフト切断鉗子の使用を推奨します。このツールは、ヘッドプレートの側面から余分なステムを切り取ります。この小さなピンが、プロセスを挿入した際に、インプラントと鼓膜の間に軟骨や筋膜などの移植材を固定します。

製品番号	製品名	規格
8000 171	シャフト切断鉗子	全長153mm・先端長15.5mm ステンレス製
8000 137	固定用鉗子	全長153mm・先端長12.5mm チタン製
8000 136	チタン鑷子	全長118mm
8000 172	マイクロ剪刀	全長100mm・先端長8.5mm ステンレス製
8000 173	TTP-VARIAC用トレー	ステンレス製

素材：チタン製/ステンレス製、再滅菌可能(AC)

医療機器届出番号:20B3X10018800100 販売名クルツ 鼓室形成手術セット

製造販売業者

シカゴ東京メディカル株式会社

販売業者

 **クルツメディカル株式会社**
〒151-0066
東京都渋谷区西原1丁目38-3
TEL 03-6284-0598



www.kurzmedical.jp

取扱店

■本カタログ記載しております仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
■ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」「添付文書」をお読みください。