




フットプレート用サイザー

SIZER OMEGA CONNECTOR



フットプレート用サイザーの
測定ヘッド



フットプレート用サイザー
あぶみ骨底板上のフットプレート
用サイザー

あぶみ骨底板との確実な接続

オメガコネクターは、KURZ全置換用耳小骨プロセスTORPのあぶみ骨底板側に配置します。あぶみ骨底板に確実にフィットさせるためには、適切な条件を考慮する必要があります。

測定

フットプレート用サイザーの測定先端の長さとは幅は、KURZ OMEGA CONNECTORの寸法と同じです。

簡単な操作で使用可能

このインストゥルメントであぶみ骨底板を測定することで、オメガコネクターのための十分な領域を確認することが出来ます。ステンレス製、再滅菌可能

製品番号	製品名
8000 555	フットプレート用サイザー

医療機器届出番号:20B3X10018800100 販売名クルツ 鼓室形成手術セット

製造販売業者

シカゴ東京メディカル株式会社

販売業者

 **クルツメディカル株式会社**
〒151-0066
東京都渋谷区西原1丁目38-3
TEL 03-6284-0598



www.kurzmedical.jp

取扱店

■本カタログ記載しております仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
■ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」「添付文書」をお読みください。